

## KN95 MÁSCARA PROTETORA FACIAL FFP2 SEM VÁLVULA

Certificação por entidade externa CELAB-Latina-Italy No802701888354 em 12-03-2020 e válido até 11-03-2024  
EN 149:2001+A1:2009

- 5 CAMADAS DE PROTECÇÃO – Utilização médica, Industrial, área alimentar e serviços
- PFE > 95% BFE > 95%
- FFP2 sem válvula
- ANTI INFECÇÃO
- ANTI POEIRA 2.5
- ANTI ALÉRGICA

1. Abrir a máscara, segurar os suportes auriculares com as mãos, com os clips nasais para cima.
2. Colocar a parte inferior da máscara junto ao queixo, por forma a cobrir a boca e o nariz.
3. Prender nas orelhas os suportes auriculares (separadamente).
4. Pressionar os clips nasais com as mãos, de ambos os lados, até que fiquem completamente ajustados ao nariz.

### ATENÇÃO:

- Manter a embalagem selada, armazenada à temperatura ambiente, evitando luz solar
- Não armazenar junto de material tóxico.
- Uso único. Não colocar na sanita.

